


## Anti-Slc3A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Artikelnummer: CM0028249



### Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC3A1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogene Spiegel in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Aminosäuretransports und von Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC3A1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| Gen-ID (Human)    | 6519                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 6519                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 416-685 von humanem SLC3A1 (NP_000332.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q07837                                                                                                                        |
| Protein-Gewicht   | 79kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |