


Anti-Slc3A2/Cd98Hc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08195

Artikelnummer: CM0024124



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen SLC3A2/CD98hc, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Aminosäuretransports, der Integrin-Signalgebung und des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	SLC3A2/CD98hc Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NCAE; CD98HC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6520
Gen-ID	6520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 461-630 von humanem SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08195
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eistasche