

Anti-Slc3A2/Cd98Hc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08195

Artikelnummer: CM0027312



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen SLC3A2/CD98hc, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Funktioniert als Chaperon für Aminosäuretransporter und ist an Integrin-Signalisierung und viralem Eintritt beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] SLC3A2/CD98hc Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6520
GenID	6520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 206-630 von menschlichem SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08195
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel