


Anti-Slc40A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Np59

Artikelnummer: CM0013742



Einführung

Spezifischer polyklonaler Anti-SLC40A1-Kaninchenantikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines Ferroportin (Q9NP59), einen wichtigen Eisenexporter. Geeignet für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC40A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	30061
GeneID	30061
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-300 des menschlichen SLC40A1 (NP_055400.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NP59
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku