


Anti-Slc40A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np59

Artikelnummer: CM0014173



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC40A1 (Ferroportin), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem und murinem Ferroportin. Geeignet für die Erforschung der Eisenhomöostase und Hämochromatose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC40A1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	30061
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-270 des humanen SLC40A1 (NP_055400.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NP59
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Kühlakku