

## Anti-Slc44A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wwi5

Artikelnummer: CM0017695



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC44A1 (Cholin-Transporter-ähnliches Protein 1). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Cholintransport und zur Membransynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC44A1 Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1                                                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                 |
| GeneID (human)    | 23446                                                                                                                                                 |
| GeneID            | 23446                                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-210 von humanem SLC44A1 (NP_536856.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | Q8WWI5                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 73kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                                               |