

Anti-Slc46A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Nt5

Artikelnummer: CM0030125

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen die N-terminale Region von humanem SLC46A1 (PCFT/HCP1). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Detektiert endogenes SLC46A1 in Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zu Folsäuretransport und Häm-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC46A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	113235
GenID	113235
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von humanem SLC46A1 (NP_001229295.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NT5
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel