


Anti-Slc47A1 (Mate1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96FI8

Artikelnummer: CM0017336



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC47A1/MATE1, validiert für WB und ELISA. Erkennt den MATE1-Multidrug-Efflux-Transporter von Mensch und Ratte; ideal für die Forschung zu Arzneimitteltransport, Ausscheidung und Toxikologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC47A1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MATE1; SLC47A1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55244
Gen-ID	55244
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 460-550 des humanen SLC47A1 (NP_060712.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96FL8
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku