


Anti-Slc4A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02730

Artikelnummer: CM0019078



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das Anionentransportprotein Band 3 (SLC4A1/AE1). Validiert für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Erythrozytenmembran, Nierenphysiologie und Malariainvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 1-353 des menschlichen SLC4A1 (NP_000333.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02730
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku