


Anti-Slc4A11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbs3

Artikelnummer: CM0019644



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC4A11 (NaBC1) für WB, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Forschung zu Bor-Transport, Hornhautdystrophie und Ionenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dj794i6.2; SLC4A11
Spezies	Human
GeneID (Human)	83959
GeneID	83959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des humanen SLC4A11 (NP_001167560.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8NBS3
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel