

Anti-Slc4A4 / Nbc Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Artikelnummer: CM0029673



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SLC4A4/NBC (elektrogener Natriumbicarbonat-Cotransporter 1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Ionentransport und pH-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLC4A4 / NBC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCE1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCE1-A; SLC4A4 / NBC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8671
GeneID	8671
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 978-1078 von humanem SLC4A4 / NBC (NP_001091954.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6R1
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel