

Anti-Slc4A5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

Artikelnummer: CM0016357

Einführung

SLC4A5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt den elektrogenen Natriumbicarbonat-Cotransporter 4 (NBCe2) aus Mensch, Maus und Ratte für die Transportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A5-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1042-1121 des humanen SLC4A5 (NP_597812.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY07
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Kühlakku