


Anti-Slc4A7 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Y6M7

Artikelnummer: CM0016002



Einführung

Das SLC4A7 Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio (WB, ELISA) erkennt menschliches und murines SLC4A7. Ideal für die Untersuchung des Natriumbikarbonat-Kotransports und der pH-Regulation in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9497
Gen-ID	9497
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1151-1214 von menschlichem SLC4A7 (NP_003606.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6M7
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel