

Anti-Slc4A8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q2Y0W8

Artikelnummer: CM0018716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC4A8 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zur pH-Regulation und zum Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A8 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NBC3, NDCBE, SLC4A8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-90 von humanem SLC4A8 (NP_001035049.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q2Y0W8
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel