

Anti-Slc5A2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

Artikelnummer: CM0022832



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC5A2 (SGLT2), validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Erkennt endogene Konzentrationen in humanen, Maus- und Rattenproben mit einem berechneten Molekulargewicht von 73 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SLC5A2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	SGLT2; SLC5A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6524
GeneID	6524
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 564-624 des humanen SLC5A2 (NP_003032.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31639
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel