

Anti-Slc5A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53794

Artikelnummer: CM0019021

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC5A3, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattengewebe. Geeignet zur Untersuchung des Natrium/myo-Inositol-Kotransports, von osmotischem Stress und der Regulation von Ionenkanälen. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 80 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC5A3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6526
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 535-695 des humanen SLC5A3 (NP_008864.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53794
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlakku