

Anti-Slc5A5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92911

Artikelnummer: CM0027400

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, erhoben gegen humanes SLC5A5 (Natrium/Jodid-Kotransporter). Geeignet für Western Blot und ELISA, detektiert humanes, murine und rattische NIS. Ideal für Schilddrüsenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC5A5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIS; TDH1; SLC5A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6528
Gen-ID	6528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 544-643 von humanem SLC5A5 (NP_000444.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92911
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel