


Anti-Slc5A7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Artikelnummer: CM0028400



Einführung

Hochaffiner Cholin-Transporter SLC5A7 (CHT1) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, ELISA. Geeignet für Proben aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an cholinergen Neuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC5A7 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNVP; SLC5A7
Art	Mensch
GenID (Mensch)	60482
GenID	60482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 503-580 von menschlichem SLC5A7 (NP_068587.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV3
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel