

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Slc5A9-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q2M3M2

Artikelnummer: CM0023368

Einführung

Anti-SLC5A9 kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem SLC5A9/SGLT4 (74 kDa), einem Natrium/Glukose-Cotransporter, der am Mannosetransport beteiligt ist. Geeignet für Forschung zu Ionentransport und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC5A9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SGLT4; SLC5A9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	200010
GenID	200010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230-320 des humanen SLC5A9 (NP_001011547.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q2M3M2
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel