


Anti-Slc6A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30531

Artikelnummer: CM0018037



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC6A1 (GAT1), hergestellt mit einem synthetischen Peptid innerhalb der Aminosäuren 500-599. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und GABA-Transporter-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6529
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-599 von humanem SLC6A1 (NP_003033.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30531
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel