

Anti-Slc6A14 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Un76

Artikelnummer: CM0015329

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes SLC6A14, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Das Zielprotein ist ein natrium- und chloridabhängiger neutraler und basischer Aminosäuretransporter B(0+).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMIQ11; SLC6A14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11254
Gen-ID	11254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 131-234 von humanem SLC6A14 (NP_009162.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UN76
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eispackung