

Anti-Slc6A2 (Noradrenalin-Transporter) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23975

Artikelnummer: CM0012951



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC6A2 (Noradrenalin-Transporter, NET), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Neurowissenschaften und Transporter-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6530
Gen-ID	6530
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-235 von humanem SLC6A2 (NP_478066.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23975
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel