

Anti-Slc6A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23975

Artikelnummer: CM0006615



Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC6A2 (NET, Noradrenalin-Transporter) gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Ideal für Studien zur Wiederaufnahme von Neurotransmittern und die Erforschung des sympathischen Nervensystems.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	SLC6A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6530
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von humanem SLC6A2 (NP_001034.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23975
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel