

Anti-Slc6A5 (Glyt2) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y345

Artikelnummer: CM0012891

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Glycin-Transporter 2 (SLC6A5) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; detektiert endogenes GlyT2 in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Neurowissenschaften und Transporterforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Zielart	Mensch
GenID	9152 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-200 von menschlichem SLC6A5 (NP_004202.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y345
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel