


Anti-Slc6A6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31641

Artikelnummer: CM0013928



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC6A6 (Taurin-Transporter, TauT). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Taurintransport, Anti-Aging-Mechanismen und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6533
Gen-ID	6533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-320 von humanem SLC6A6 entspricht (NP_001127839.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31641
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel