

Anti-Slc6A9 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48067

Artikelnummer: CM0019464



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen SLC6A9-Glycin-Transporter (GLYT1). Geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 78 kDa. Ideal für neurowissenschaftliche Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6536
Gen-ID	6536
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem SLC6A9 (NP_964012.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48067
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eistüte