

Anti-Slc7A11/Xct [Kd Validiert] Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb - Q9Upy5

Artikelnummer: CM0008179



Einführung

Validierter kaninchener Monoklonalantikörper gegen SLC7A11/xCT (Cystin/Glutamat-Transporter). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Immunogen aus rekombinantem Protein. 55 kDa. Ideal für Ferroptose- und Redox-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] SLC7A11/xCT Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	xCT; CCBR1; SLC7A11/xCT
Spezies	Mensch
GenID	23657
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPY5
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel