

Anti-Slc7A11/Xct Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Upy5

Artikelnummer: CM0012833



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC7A11/xCT, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unkonjugiert, 55 kDa. Ideal für Studien zu oxidativem Stress, Ferroptose und Aminosäuretransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC7A11/xCT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	xCT; CCBR1; SLC7A11/xCT
Spezies	Human
GeneID (Human)	23657
GeneID	23657
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SLC7A11/xCT (NP_055146.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPY5
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eistasche