

Anti-Slc8A2 (Ncx2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upr5

Artikelnummer: CM0014580

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC8A2 (NCX2), validiert für WB und ELISA. Ziel ist der Natrium/Calcium-Austauscher 2, ein Schlüsselregulator der neuronalen Ca²⁺-Homöostase, der synaptischen Plastizität und der renalen Ionenexkretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLC8A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCX2; SLC8A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6543
GenID	6543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-450 von humanem SLC8A2 (NP_055878.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UPR5
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel