

Anti-Slc9A3R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14745

Artikelnummer: CM0013648



Einführung

Anti-SLC9A3R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielend auf humanes, murines und ratten NHERF1/EBP50 Gerüstprotein. Ideal für die Untersuchung von Ionentransport, Wnt-Signalweg und Membran-Zytoskelett-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC9A3R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9368
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 189-358 des humanen SLC9A3R1 (NP_004243.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14745
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel