


Anti-Slc9A3R2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15599

Artikelnummer: CM0021505



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC9A3R2 (NHERF2), validiert für WB und ELISA. Dieses Gerüstprotein verbindet Plasmamembranproteine mit dem Aktin-Zytoskelett und reguliert die Oberflächenexpression. Ideal für die Erforschung der Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC9A3R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9351
Gen-ID	9351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-300 des menschlichen SLC9A3R2 (NP_001123484) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15599
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel