

Anti-Slc9A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92581

Artikelnummer: CM0027447

Einführung

SLC9A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Erkennt den Natrium-/Wasserstoff-Austauscher 6, der an der endosomalen pH-Regulation und Neuroentwicklung beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaften und Ionen-transport-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC9A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10479
GeneID	10479
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 542-701 von humanem SLC9A6 (NP_001036002.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q92581
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eistasche