

Anti-Slco2B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb/Elisa - O94956

Artikelnummer: CM0014529

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLCO2B1 (OATPB/OATP2B1), geeignet für WB und ELISA. Erkennt ~77 kDa organischen Anionentransporter bei Mensch und Maus; ideal für Steroid-/Arzneimitteltransport und Studien zu Leber/Plazenta.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLCO2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11309
GenID	11309
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-210 von humanem SLCO2B1 (NP_009187.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94956
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel