

Anti-Slco6A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Ug4

Artikelnummer: CM0015746

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SLCO6A1 (OATP6A1, CT48), validiert für WB und ELISA. Erkennt Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Krebs/Hoden-Antigenen und organischen Anionentransportern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLCO6A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	133482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 480-580 von humanem SLCO6A1 (NP_775759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UG4
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel