

Anti-Slfn11 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z7L1

Artikelnummer: CM0006498



Einführung

Hochwertiger SLFN11-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Zielt auf menschliches SLFN11 (103 kDa) für Forschung zu DNA-Schäden, antiviraler Wirkung und Replikationsstress ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLFN11 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SLFN8/9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91607
Gen-ID	91607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 132-328 von menschlichem SLFN11 (NP_689483.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7Z7L1
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel