

Anti-Slfn11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z7L1

Artikelnummer: CM0020936



Einführung

SLFN11-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Erkennt humanes SLFN11, einen Inhibitor der DNA-Replikation und antiviralen Restriktionsfaktor. Ideal für die Erforschung von DNA-Schäden und antiviralen Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLFN11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SLFN8/9; SLFN11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	91607
GeneID	91607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 132-328 des humanen SLFN11 (NP_689483.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7Z7L1
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Kühlakku