


Anti-Slfn12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iym2

Artikelnummer: CM0019689



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLFN12, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung östrogeninduzierter Apoptose, rRNA-Abbau und Zelldifferenzierungswege. SWISS: Q8IYM2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLFN12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLFN3; SLFN12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55106
Gen-ID	55106
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 320-390 von humanem SLFN12 (NP_001275938.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IYM2
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel