


Anti-Slirp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzt3

Artikelnummer: CM0018519



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SLIRP, ein mitochondriales RNA-bindendes Protein und nuklearer Rezeptor-Corepressor. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der SRA-vermittelten transkriptionellen Regulation und der mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLIRP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81892
GenID	81892
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SLIRP (NP_112487.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9GZT3
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel