

Anti-Slit1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075093

Artikelnummer: CM0022520

Einführung

SLIT1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (O75093) validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes SLIT1, ein sezernierter Orientierungsfaktor, der an der neuronalen Entwicklung beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLIT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
Art	Mensch
GenID (menschlich)	6585
GenID	6585
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1315-1534 des menschlichen SLIT1 (NP_003052.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75093
Proteingewicht	168 kDa
Versand	Eisbeutel