


Anti-Slit2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O94813

Artikelnummer: CM0010573



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Slit2 (O94813). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf ein sekretiertes Führungssignal ab, das an der axonalen Navigation und Zellmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Slit2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SLIL3, Slit-2, Slit2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9353
GeneID	9353
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1400-1500 von humanem Slit2 (O94813) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94813
Proteingewicht	170 kDa
Versand	Eisbeutel