

Anti-Slitrk6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5Y7

Artikelnummer: CM0026480

Einführung

SLITRK6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-SLITRK6, einen Regulator des Neuritenauswachsens, der mit Hören und Sehen in Verbindung steht. Geeignet für neurologische und sensorische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLITRK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNMYP; SLITRK6
Spezies	Human
GeneID (Human)	84189
GeneID	84189
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 621-816 von humanem SLITRK6 (NP_115605.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H5Y7
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eistasche