

Anti-Slmap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14Bn4

Artikelnummer: CM0022018



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane SLMAP-Protein. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Hippo-Signalübertragung und der Kontrolle des Zellwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLMAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLAP; SLMAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 540-790 von humanem SLMAP (NP_009090.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14BN4
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel