

Anti-Slp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q9Ujz1

Artikelnummer: CM0003237

Einführung

Antikörper gegen SLP2 mit hoher Spezifität vom Kaninchen, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches SLP2 ab mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale Forschung und Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SLP-2; HSPC108; SLP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30968
GenID	30968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 10-130 von menschlichem SLP2 (Q9UJZ1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJZ1
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel