

Anti-Slpi Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P03973

Artikelnummer: CM0024384



Einführung

SLPI Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, ELISA. Erkennt Antileukoproteinas bei Mensch, Maus, Ratte; ein 14 kDa Proteaseinhibitor der angeborenen Immunität. Für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLPI Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6590
GenID	6590
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03973
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel