

Anti-Sltm Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwh9

Artikelnummer: CM0023871

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches SLTM (SAFB-ähnlicher Transkriptionsmodulator), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zu Transkriptionsregulation und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLTM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Met; SLTM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79811
GenID	79811
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von menschlichem SLTM (NP_079031.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NWH9
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Eisbeutel