

Anti-Slug-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43623

Artikelnummer: CM0010862

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Slug (SNAI2) für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur EMT, zur Entwicklung der Neuralleiste und zur Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Slug-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	6591
GenelD	6591
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43623
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku