

Anti-Slug Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43623

Artikelnummer: CM0018297

Einführung

Anti-Slug Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Slug/SNAI2 in Human, Maus, Ratte. Ideal für EMT- und Krebsforschung. - O43623

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Slug Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6591
Gen-ID	6591
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 21-120 von humanem Slug (NP_003059.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43623
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche