


Anti-Smac/Diablo Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Nr28

Artikelnummer: CM0018948



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Smac/Diablo (SMAC; DFNA64) für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose- und IAP-Interaktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smac/Diablo Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Spezies	Mensch
GeneID (human)	56616
GeneID	56616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 56-239 des humanen Smac/Diablo (NP_063940.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR28
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku