


Anti-Smad1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0003193



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Smad1, validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes und murines Smad1; geeignet für die BMP/TGF- β -Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Smad1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4086
GeneID	4086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 20-240 von humanem Smad1 (NP_005891.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15797
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel