


Monoklonaler Anti-Smad1-Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0007686



Einführung

Durch Knockout (KO) validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Smad1, geeignet für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Erkennt Smad1 beim Menschen und bei Mäusen. Smad1 ist ein wichtiger transkriptioneller Modulator in BMP-Signalwegen, die an der embryonalen Entwicklung und Zelldifferenzierung beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Smad1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4086
GeneID	4086
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 160-260 des humanen Smad1 entspricht (NP_001003688.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15797
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku